

**TITULO: Boletim Técnico
MULTI SEPT HC ESPUMA ANTISSÉPTICA**

CÓDIGO: BT 089

REV. : 06

DATA REV.: 30/05/2025

Pág: 1 de 3

DESCRIÇÃO

MULTI SEPT HC ESPUMA ANTISSÉPTICA foi desenvolvido para higienização das mãos, sua concentração de **ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM**, apresenta ação antisséptica*.

Com **dupla ação hidratante: Vitamina E e Extrato de Aloe Vera**, proporciona uma eficaz hidratação na pele, auxiliando na adesão à regra de uso. Perfeito para locais onde o uso constante e repetido se faz necessário, principalmente na área da saúde.

Agora com a Nova Válvula Fixa No Refil , seu novo selamento garante maior segurança para o uso hospitalar, sistema anti-entupimento e anti-vazamento.

*Possui laudos realizados em laboratórios credenciados:

Tipo de Laudo	Testes Realizados
HRIPT	Avaliação Dermatológica da Irritabilidade Dérmica Primária, Acumulada e Sensibilização – Testado em Humanos. Teste realizado em 60 pessoas com idades entre 18 a 56 anos, do sexo Masculino e Feminino com Fototipos I a IV.
Concentração de Material Ativo.	Graduação Alcoólica – Álcool Etílico Resultado encontrado: 71,150%
Laudo de Eficácia: Vírus Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	Influenza Suína Tipo A (H1N2)
Laudo de Eficácia: Bactérias Multirresistentes Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Acinetobacter baumannii ATCC 19606 - Enterococcus VRE ATCC 700221 - Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 1705 - Staphylococcus MRSA ATCC 33591
Laudo de Eficácia: Avaliação Bactericida na Área Médica Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Staphylococcus aureus ATCC 6538 - Salmonella choleraesuis ATCC 10708 - Enterococcus hirae ATCC 10541 - Escherichia coli ATCC 10536 - Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Laudo de Eficácia: Avaliação Fungicida na Área Médica Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 - Tricophyton mentagrophytes ATCC 9533 - Candida albicans ATCC 10231

TITULO:	Boletim Técnico MULTI SEPT HC ESPUMA ANTISSÉPTICA
----------------	--

CÓDIGO: BT 089	REV. : 06	DATA REV.: 30/05/2025	Pág: 2 de 3
----------------	-----------	-----------------------	-------------

APLICAÇÃO

Sua aplicação é indicada em qualquer estabelecimento hospitalar, industrial ou institucional que exige uma boa assepsia instantânea das mãos, tais como: estabelecimentos da área da saúde, hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios, indústrias alimentícias, catering, cozinhas industriais, restaurantes, academias e etc., evitando as infecções cruzadas. **Para uso constante e repetido. Secagem rápida das mãos – Produto sem enxágue.**

MODO DE USAR

Aplique nas mãos uma quantidade de Multi Sept HC Espuma Antisséptica, suficiente para cobrir a superfície das mãos limpas e secas, friccione as palmas das mãos entre si, entrelaçando os dedos, dorso das mãos, polegares, friccione as digitais e unhas na palma da mão e faça movimentos circulares nos punhos, friccione até secar naturalmente. Este produto não substitui o sabonete e a lavagem com água, na presença de sujidade visível das mãos.

COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO PORTUGUÊS:

Aqua/Água, Alcohol/Álcool etílico, Propylene glycol/Propileno glicol, Peg-10 Dimethicone/Dimeticona peg-10, Cocamidepropyl betaine/Cocoamidopropilbetaína, Aloe barbadensis leaf extract/Extrato da folha de aloe vera, Tocopheryl acetate/Acetato de tocoferila, Isopropyl alcohol/Álcool isopropílico, Citric acid/Ácido cítrico,

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA À 20°C

COR	Incolor a levemente esbranquiçado
ODOR	Característico
ASPECTO	Líquido
pH	6,00 – 7,30
DENSIDADE	0,800 – 0,940 g/mL
ATIVO	Álcool Etílico 70%
DESNATURANTE	Álcool Isopropílico

PRECAUÇÕES

INFLAMÁVEL. CONSERVAR LONGE DO FOGO OU CHAMAS E DE FONTES DE CALOR. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter em local fresco e ao abrigo da luz. Não armazenar em temperaturas acima de 43 °C. Uso externo
NÃO INGERIR: CONTÉM DESNATURANTE: ISOPROPYL ALCOHOL/ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

TÍTULO: **Boletim Técnico
MULTI SEPT HC ESPUMA ANTISSEPTICA**

CÓDIGO: BT 089

REV. : 06

DATA REV.: 30/05/2025

Pág: 3 de 3

NÚMERO DO PROCESSO – ANVISA

Processo nº: 25351.470186/2019-20

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 2.04.481.4

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage
CRQ nº 04474106-IV

APRESENTAÇÃO



HC-PAE400

HC-AE800

HC-AE800V

HC-AE800VE

HC-PAE400 – Refil Eco Fácil 400 mL - Caixa de papelão com 06 refis. Para utilização com a Elisa ou Exaccta Saboneteira Mini - Válvula Espuma.

HC-AE800 – Refil Eco Fácil 800 mL - Caixa de papelão com 06 refis. Para utilização com a Elisa ou Exaccta Plus Saboneteiras Com Válvula Espuma.

HC-AE800V – Refil Eco Fácil 800 mL – Com Válvula Espuma no Refil - Caixa de papelão com 06 refis. Para Utilização com as saboneteiras Elisa ou Exaccta Plus – Válvula Fixa no Refil.

Sua válvula é selada, não soltando do refil, garantindo a sua segurança no uso hospitalar.

HC-AE800VE – Refil Eco Fácil 800 mL – Com Válvula Espuma Especial no Refil - Caixa de papelão com 06 refis. Para utilização com diversos tipos de saboneteiras.

Sua válvula é selada, não soltando do refil, garantindo a sua segurança no uso hospitalar.

O sistema de refil Eco Fácil permite maior facilidade no seu uso, menor espaço de estocagem e menos descarte de material. Possui tampa lacre que protege o sistema da válvula contra contaminações e sujidades.

O refil Eco Fácil possui o sistema de válvula espuma, que ejeta 0,40 mL por acionamento, sendo assim, 3 vezes mais econômica que as saboneteiras convencionais.