

TÍTULO: Exaccta Sabonete Líquido Spray Antisséptico Antissept
--

CÓDIGO: BT 062

REV. : 05

DATA REV.: 30/05/2025

Pág: 1 de 2



E-P400SAA



E-800SAA



E-800SAAV

DESCRIÇÃO

Exaccta Sabonete Líquido Spray Antisséptico Antissept foi elaborado para utilização na Saboneteira Mini Spray, seu sistema de refil Eco Fácil, possibilita a fácil utilização e o fácil descarte do refil utilizado.

Possui como princípio ativo o Triclosan 0,2%, sua formulação deixa a pele macia mesmo com o uso constante e repetido, tem ausência de perfumes em sua composição, proporcionando assim seu uso em locais da área de saúde e alimentícia. Produto biodegradável. O uso do Sabonete Spray Antisséptico Antissept possui laudos de **Dermatologicamente Testado** e laudos comprobatórios de **ação bactericida** frente aos microrganismos: **Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Staphylococcus aureus.**

APLICAÇÃO

Para uso contínuo e repetido de pessoas que necessitam fazer higienização, limpeza e assepsia das mãos e/ou corpo. Indicado para assepsia e limpeza de pessoas que manuseiam alimentos e utensílios de cozinha de hotéis, motéis, indústrias alimentícias, hospitais e demais instituições públicas. Especialmente indicado para médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde, pois sua fórmula contém um agente de largo espectro bactericida efetivo contra bactérias gram-negativas e gram-positivas pertinentes aos meios manipulados por tais profissionais.

MODO DE USAR

Umedecer a pele e aplicar nas mãos e corpo quantidade suficiente de sabonete, massageando o produto na pele. Enxágüe.

COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO PORTUGUÊS

Aqua/Água, Sodium laureth sulfate/Lauriletersulfato de sódio, Cocamidopropyl betaine/Cocoamidopropilbetaina, Cocamide DEA/Dietanolamina cocamida, Triclosan/Triclosana, Sodium lauroyl sarcosinate/Lauroil sarcosinato de sódio, Disodium EDTA/Edetato dissódico, CI 45100/Corante vermelho 45100, Citric acid/Ácido cítrico, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone/Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona.

TITULO: Boletim Técnico Exaccta Sabonete Líquido Spray Antisséptico Antissept
--

CÓDIGO: BT 062

REV. : 05

DATA REV.: 30/05/2025

Pág: 2 de 2

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	Líquido
COR	Rosa
ODOR	Característico Sem Essência
pH	6,0 – 7,5
DENSIDADE	0,850 – 1,020 g/mL
PRÍNCIPIO ATIVO	Triclosan 0,2%

PRECAUÇÕES

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Não ingerir. Em caso de irritação ou contato com os olhos, suspenda o uso e procure auxílio médico.

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

E-P400SAA - Refil 400 mL – Embalagem com 6 refis eco fácil de 400 mL.

E-800SAA - Refil 800 mL – Embalagem com 6 refis eco fácil de 800 mL.

E-800SAAV – Refil 800 mL com Válvula Spray – Emb. com 06 refis eco fácil de 800 mL.

A válvula das saboneteiras líquido spray, ejetam 0,4 mL por acionamento, o que faz ela ser 3 X mais econômica que um sabonete líquido cremoso.

RECOMENDAÇÕES

Armazenar o produto em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

PROCESSO ANVISA Nº

25351.279318/2014-30

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 2.04481.4

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage - CRQ nº 04474106-IV