

TÍTULO: **Boletim Técnico
MULTI SEPT HC SPRAY ANTISSEPTICO**

CÓDIGO: BT 096

REV. : 05

DATA REV.: 08/01/2024

Pág: 1 de 3

Multi Sept[®] HC

SPRAY ANTISSEPTICO

Higienizador de mãos

DESCRIÇÃO

MULTI SEPT HC 70 SPRAY ANTISSEPTICO foi desenvolvido para higienização das mãos, sua concentração de **ÁLCOOL ETÍLICO 70%**, apresenta ação antisséptica*. Com **dupla ação hidratante: Vitamina E e Glicerina**, proporciona uma eficaz hidratação na pele, auxiliando na adesão à regra de uso. Permite a **higienização das mãos sem precisar enxaguar e com rápida secagem**. Perfeito para área da saúde e locais onde o uso constante e repetido se faz necessário.

*Possui laudos realizados em laboratórios credenciados:

Tipo de Laudo	Testes Realizados
HRIPT	Avaliação Dermatológica da Irritabilidade Dérmica Primária, Acumulada e Sensibilização – Testado em Humanos. Teste realizado em 60 pessoas com idades entre 18 a 56 anos, do sexo Masculino e Feminino com Fototipos I a IV.
Concentração de Material Ativo.	Gradação Alcoólica – Álcool Etílico Resultado encontrado: 70,063%
Laudo de Eficácia: Vírus Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Influenza Suína Tipo A - Bronquite
Laudo de Eficácia: Bactérias Multirresistentes Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Acinetobacter baumannii ATCC 19606 - Enterococcus VRE ATCC 700221 - Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 1705 - Staphylococcus MRSA ATCC 33591
Laudo de Eficácia: Avaliação Bactericida na Área Médica Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Staphylococcus aureus ATCC 6538 - Salmonella choleraesuis ATCC 10708 - Enterococcus hirae ATCC 10541 - Escherichia coli ATCC 10536 - Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Laudo de Eficácia: Avaliação Fungicida na Área Médica Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Aspergillus brasiliensis ATCC 16040 - Tricophyton interdigitale ATCC 9533 - Candida albicans ATCC 10231

TITULO: **Boletim Técnico**
MULTI SEPT HC SPRAY ANTISSEPTICO

CÓDIGO: BT 096

REV. : 05

DATA REV.: 08/01/2024

Pág: 2 de 3

APLICAÇÃO

Sua aplicação é indicada em qualquer estabelecimento industrial ou institucional que exige uma boa assepsia instantânea das mãos, tais como: estabelecimentos da área da saúde, hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios, indústrias alimentícias, catering, cozinhas industriais, restaurantes, academias e etc., evitando as infecções cruzadas. **Para uso constante e repetido.**

MODO DE USAR

Aplique nas mãos uma quantidade de Multi Sept HC 70 Spray Antisséptico, suficiente para cobrir a superfície das mãos limpas e secas, friccione as palmas das mãos entre si, entrelaçando os dedos, dorso das mãos, polegares, friccione as digitais e unhas na palma da mão e faça movimentos circulares nos punhos, friccione até secar naturalmente. Este produto não substitui o sabonete e a lavagem com água, na presença de sujidade visível das mãos.

COMPOSIÇÃO

Aqua, Alcohol, Isopropyl alcohol, Glycerin, Tocopheryl acetate e Citric acid,

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA À 20°C

COR	Incolor
ODOR	Característico
ASPECTO	Líquido
pH	6,50 – 8,50
DENSIDADE	0,830 – 0,980 g/mL
ATIVO	Álcool Etílico 70 %

PRECAUÇÕES

INFLAMÁVEL. CONSERVAR LONGE DO FOGO OU CHAMAS E DE FONTES DE CALOR. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter em local fresco e ao abrigo da luz. Não armazenar em temperaturas acima de 43 °C. Uso externo

NÃO INGERIR: CONTÉM DESNATURANTE: ISOPROPYL ALCOHOL

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

PROCESSO – ANVISA

25351.987255/2020-73

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 204481.4

TÍTULO: **Boletim Técnico
MULTI SEPT HC SPRAY ANTISSEPTICO**

CÓDIGO: BT 096

REV. : 05

DATA REV.: 08/01/2024

Pág: 3 de 3

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage
CRQ nº 04474106-IV

APRESENTAÇÃO



MS-P470AS



MS-870AS



MS-870ASV

MS-P470AS – Refil Eco Fácil 400 mL - Caixa de papelão com 06 refis de 400 mL cada. Para utilização com a Exaccta ou ELISA - Saboneteira Mini Válvula Spray.

MS-870AS – Refil Eco Fácil 800 mL - Caixa de papelão com 06 refis de 800 mL cada). Para utilização com a Exaccta Plus ou ELISA - Saboneteira 800 mL com Válvula Spray.

MS-870ASV – Refil Eco Fácil 800 mL Com Válvula Spray no Refil - Caixa de papelão com 06 refis de 800 mL cada. Para utilização com a Exaccta Plus ou ELISA - Saboneteira 800 mL com sistema para válvula fixa no refil.

O sistema de refil Eco Fácil permite maior facilidade no seu uso, menor espaço de estocagem e menos descarte de material. Possui tampa lacre que protege o sistema da válvula contra contaminações e sujidades.

O refil Eco Fácil possui o sistema de válvula spray, que ejeta 0,40 mL por acionamento, sendo assim, 3 vezes mais econômica que as saboneteiras convencionais.