

TÍTULO: Exaccta Sabonete Líquido Espuma Antisséptico Antissept

CÓDIGO: BT 066

REV. : 04

DATA REV.: 08/01/2024

Pág: 1 de 2



E-P400EAA

E-800EAA

E-800EAAV

E-800EAAVE

DESCRIÇÃO

Exaccta Sabonete Líquido Espuma Antisséptico Antissept foi elaborado para utilização na Saboneteira Espuma Exaccta Plus ou Elisa, seu sistema de refil Eco Fácil, possibilita a fácil utilização e o fácil descarte do refil utilizado.

Possui como princípio ativo o Triclosan, sua formulação deixa a pele macia mesmo com o uso constante e repetido, tem ausência de perfumes em sua composição, proporcionando assim seu uso em locais da área de saúde e alimentícia. Produto biodegradável. O uso do Sabonete Espuma Antisséptico Antissept possui laudos de Dermatologicamente Testado e laudos comprobatórios de ação bactericida frente aos microrganismos: **Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Staphylococcus aureus.**

APLICAÇÃO

Para uso contínuo e repetido de pessoas que necessitam fazer higienização, limpeza e assepsia das mãos e/ou corpo. Indicado para assepsia e limpeza de pessoas que manuseiam alimentos e utensílios de cozinha de hotéis, motéis, indústrias alimentícias, hospitais e demais instituições públicas. Especialmente indicado para médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde, pois sua fórmula contém um agente de largo espectro bactericida efetivo contra bactérias gram-negativas e gram-positivas pertinentes aos meios manipulados por tais profissionais.

MODO DE USAR

Umedecer a pele e aplicar nas mãos e corpo quantidade suficiente de sabonete, massageando o produto na pele. Enxágüe.

COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO PORTUGUÊS

Aqua/Água, Sodium laureth sulfate/Lauriletersulfato de sódio, Cocamidopropyl betaine/Cocoamidopropilbetaina, Sodium lauroyl sarcosinate/Lauroil sarcosinato de sódio, Cocamide DEA/Dietanolamina cocamida, Triclosan/Triclosana, Disodium EDTA/Edetato dissódico, Citric acid/Ácido cítrico, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone/Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona.

TITULO: Boletim Técnico Exaccta Sabonete Líquido Espuma Antisséptico Antissept

CÓDIGO: BT 066

REV. : 04

DATA REV.: 08/01/2024

Pág: 2 de 2

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA A 20°C

ASPECTO	Líquido
pH	6,0 – 7,0
DENSIDADE	0,980 – 1,010 g/mL
COR	Incolor
ODOR	Sem essência
PRINCÍPIO ATIVO	Triclosan

PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir. Na ocorrência de ingestão acidental, não provocar vômitos. Procure um médico.

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

E-P400EAA - Refil 400 mL – Embalagem com 6 refis eco fácil de 400 mL cada.

E-800EAA - Refil 800 mL – Embalagem com 6 refis eco fácil de 800 mL cada.

E-800EAAV - Refil 800 mL com válvula – Emb. com 6 refis eco fácil de 800 mL cada.

E-800EAAVE - Refil 800 mL com válvula especial – Emb. com 6 refis eco fácil de 800 mL cada.

A válvula das saboneteiras líquido espuma, ejetam 0,4 mL por acionamento, o que faz ela ser 3 X mais econômica que um sabonete líquido cremoso.

RECOMENDAÇÕES

Armazenar o produto em local fresco, seco e ao abrigo da luz,

PROCESSO ANVISA Nº

25351.279317/2014-61

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 204481.4

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage - CRQ nº 04474106-IV