

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÍTULO:</b><br><b>Boletim Técnico</b><br><b>Exaccta Sabonete Líquido Espuma Extrato de Pitanga</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |
|----------------|
| CÓDIGO: BT 028 |
|----------------|

|           |
|-----------|
| REV. : 04 |
|-----------|

|                       |
|-----------------------|
| DATA REV.: 08/01/2024 |
|-----------------------|

|             |
|-------------|
| Pág: 1 de 2 |
|-------------|



**E-P400EPI**



**E-P500PI**



**E-800EPI**



**E-5000EPI**

### DESCRIÇÃO

Exaccta Sabonete Líquido Espuma Extrato de Pitanga é uma espuma nobre especialmente desenvolvida para limpeza delicada da pele mesmo com uso freqüente. Dermatologicamente Testado. Produto Biodegradável.

### APLICAÇÃO

É um sabonete que promove a limpeza da pele, devolvendo-lhe a umidade e oleosidade natural. Foi especialmente formulado para ser usado na higiene facial e corporal, sendo também um excelente produto para uso contínuo das pessoas que necessitam lavar as mãos com freqüência. Indicado para ser usado em áreas da saúde, hospitais, clínicas, indústrias alimentícias, restaurantes, indústrias em geral, escritórios, aeroportos, rodoviárias, colégios, clubes, shoppings e demais estabelecimentos públicos.

### MODO DE USAR

Umedecer a pele e aplicar nas mãos e corpo quantidade suficiente de sabonete, massageando até contato íntimo do produto com a pele. Enxágüe.

### COMPOSIÇÃO

Aqua/Água, Sodium laureth sulfate/Lauriletersulfato de sódio, Cocamidopropyl betaine/Cocoamidopropilbetaína, Cocamide DEA/Dietanolamina cocamida, Eugenia uniflora leaf extract/Extrato da folha de pitangueira, Sodium Lauroyl Sarcosinate/Lauroil sarcosinato de sódio, Parfum/Perfume, Limonene/Limoneno, Linalool/Linalol, Disodium EDTA/Edetato dissódico, Citric acid/Ácido cítrico, CI45430/Corante Vermelho de eritrosina dissódica 45430, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone/Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS À 20°C

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>ASPECTO</b>   | Líquido            |
| <b>pH</b>        | 6,0 – 8,0          |
| <b>DENSIDADE</b> | 1,000 – 1,015 g/mL |
| <b>COR</b>       | Vermelho           |
| <b>ODOR</b>      | Essência pitanga   |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITULO:</b><br><b>Boletim Técnico</b><br><b>Exaccta Sabonete Líquido Espuma Extrato de Pitanga</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |
|----------------|
| CÓDIGO: BT 028 |
|----------------|

|           |
|-----------|
| REV. : 04 |
|-----------|

|                       |
|-----------------------|
| DATA REV.: 08/01/2024 |
|-----------------------|

|             |
|-------------|
| Pág: 2 de 2 |
|-------------|

### PRECAUÇÕES

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Não ingerir. Em caso de irritação ou contato com os olhos, suspenda o uso e procure auxílio médico.

### VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

### APRESENTAÇÃO

E-P400EPI - Caixa de papelão com 06 Refis Eco Fácil de 400 mL

E-P500PI - Caixa de papelão com 06 refis Eco Fácil de 500 mL

E-800EPI - Caixa de papelão com 06 refis Eco Fácil de 800 mL

E-5000EPI - Caixa de papelão com 4 galões de 5 Litros.

**A válvula das saboneteiras líquido espuma, ejetam 0,4 mL por acionamento, o que faz ela ser 3 X mais econômica que um sabonete líquido cremoso.**

### PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO

Nº 25351.190719/2015-36

### AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 204481.4

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage - CRQ nº 04474106-IV