

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITULO:</b><br><b>Sabonete Líquido Antisséptico Antissept Gel Soap</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                |
|----------------|
| CÓDIGO: BT 005 |
|----------------|

|           |
|-----------|
| REV. : 04 |
|-----------|

|                       |
|-----------------------|
| DATA REV.: 08/01/2024 |
|-----------------------|

|             |
|-------------|
| Pág: 1 de 2 |
|-------------|



T-P800B

E-BR800

T-5000B

### DESCRIÇÃO

Sabonete Líquido Antisséptico Antissept Gel Soap é um sabonete cremoso, perolado e antisséptico. Produto biodegradável. (Agente Ativo: Triclosan 0,2%)  
Possui laudo HRIPT – **Dermatologicamente Testado** em Humanos.

### APLICAÇÃO

Elaborado para o uso contínuo de pessoas que necessitam fazer higienização, limpeza e antissepsia das mãos e/ou corpo. Isento de fragrância e pH próprio para uso direto na pele, é indicado para higiene de pessoas da área da saúde, laboratórios, clínicas, consultórios médicos e dentários, clínicas e hospitais veterinário, indústrias alimentícias e demais locais onde se faz necessário uma perfeita antissepsia das mãos. Especialmente indicado para médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde, pois sua fórmula contém um agente de largo espectro bactericida efetivo contra bactérias gram-negativas e gram-positivas pertinentes aos meios manipulados por tais profissionais. O Sabonete Líquido Antisséptico Antissept Gel Soap possui laudos comprobatórios de ação bactericida frente as cepas de **Salmonella choleraesuis**, **Pseudomonas aeruginosa**, **Escherichia coli** e **Staphylococcus aureus**.

### MODO DE USAR

Umedecer a pele e aplicar nas mãos e/ou corpo ou esponja de banho quantidade suficiente de Antissept Gel Soap, massageando as mãos, dedos e unhas até contato íntimo do produto com a pele. Enxaguar.

### COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO PORTUGUÊS:

Aqua/Água, Sodium laureth sulfate/Lauriletersulfato de sódio, Cocamide DEA/Dietanolamina cocamida, Propyleneglycol/Propilenoglicol, Glycol stearate/Monoestearato de etilenoglicol, Sodium chloride/Cloreto de sódio, Sodiumlauroyl sarcosinate/Lauroil sarcosinato de sódio, Triclosan/Triclosana, PEG-150 Pentaerythrityl tetrastearate/Tetraestearato de pentaeritritila PEG-150, Disodium EDTA/Edetato dissódico, Citric acid/Ácido cítrico, CI 45100/ Corante Vermelho 45100, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone/ Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona.

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITULO:</b><br><b>Sabonete Líquido Antisséptico Antisept Gel Soap</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                |
|----------------|
| CÓDIGO: BT 005 |
|----------------|

|           |
|-----------|
| REV. : 04 |
|-----------|

|                       |
|-----------------------|
| DATA REV.: 08/01/2024 |
|-----------------------|

|             |
|-------------|
| Pág: 2 de 2 |
|-------------|

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS A 20°C

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| ASPECTO         | Líquido viscoso                    |
| COR             | Rosa claro perolado                |
| ODOR            | Sem essência (odor característico) |
| pH              | 6,00 – 7,6                         |
| *VISCOSIDADE    | 2500 – 6500 CPS                    |
| DENSIDADE       | 0,980 – 1,020 g/mL                 |
| PRINCÍPIO ATIVO | 0,2% TRICLOSAN                     |

\*Spindle N° 04/ Velocidade 12rpm

### PRECAUÇÕES

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Não ingerir. Em caso de irritação ou contato com os olhos, suspenda o uso e procure auxílio médico.

### VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

### APRESENTAÇÃO

T-5000B -Acondicionado em caixa de papelão com 4 galões de 5 Litros cada.

T-P800B – Acondicionado em caixa de papelão com 06 refis de 800 mL Eco Fácil

E-BR800 – Acondicionado em caixa de papelão com 06 refis de 800mL Eco Fácil

A válvula das saboneteiras líquido cremoso, ejetam 1,2 mL por acionamento.

Na saboneteira de reservatório Montana a válvula ejeta 2,0 mL por acionamento.

### REGISTRO DO PRODUTO

N° 25351.604384/2021-18

### AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

N° 204481.4

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage - CRQ nº 04474106-IV