



TÍTULO: Boletim Técnico
Sabonete Líquido Cremoso Lafeh Algas Marinhas

CÓDIGO: BT 083

REV. : 05

DATA REV.: 17/07/2024

Pág: 1 de 2



LF-330AM



LF-T500AM



LF-500AM



LF-T1000AM



LF-1000AM

1 • DESCRIÇÃO

SABONETE LÍQUIDO CREMOSO LAFEH ALGAS MARINHAS é um sabonete especial com fórmula e fragrância escolhida especialmente para lhe proporcionar uma experiência inovadora. Produto Dermatologicamente Testado.

2 • APLICAÇÃO

É um sabonete cremoso que promove a limpeza da pele, devolvendo-lhe a umidade e oleosidade natural, deixando um suave perfume. Indicado para ser usado nos lares e também nos ambientes institucionais, tais como: escritórios, clínicas, consultórios, salões de beleza, academias, entre outros.

3 • MODO DE USAR

Aplique sobre as mãos e corpo, massageie e enxágue em seguida.

4 • COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO PORTUGUÊS

Aqua/Água, Sodium laureth sulfate/Lauriletersulfato de sódio, Sodium chloride/Cloreto de sódio, Cocamide DEA/Dietanolamina cocamida, Cocamidopropyl betaine/Cocoamidopropilbetaina, Sodium Pca Na/Pidolato de sódio, Sodium lauryl sulfate/Laurilsulfato de sódio, Aloe barbadensis leaf extract/Extrato da folha de aloe vera, Parfum/Perfume, Butylphenyl methylpropional/Butilfenil metilpropional, Hexyl cinnamal/Hexil cinamal, Coumarin/Cumarina, Citronellol/Citronelol, Linalool/Linalol, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone/Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona, CI 42090/Corante azul brilhante 42090, Disodium EDTA/Edetato dissódico, Citric acid/Ácido cítrico.

5 • CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS À 20°C

| Especificação | Mínimo | Máximo |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Aspecto | Líquido viscoso | |
| Cor | Azul | |
| Odor | Essência algas marinhas | |
| pH | 6,00 | 8,00 |
| Densidade g/mL (20°C) | 1,000 g/mL | 1,030 g/mL |
| Viscosidade (Spindle 06- 12 RPM) | 3.000 CPS | 5.000 CPS |



TITULO: **Boletim Técnico**
Sabonete Líquido Cremoso Lafeh Algas Marinhas

CÓDIGO: BT 083

REV. : 05

DATA REV.: 17/07/2024

Pág: 2 de 2

6 • PRECAUÇÕES

Uso adulto.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não ingerir.

Na ocorrência de ingestão acidental, não provocar vômitos. Procure um médico.

Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

7 • VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

8 • APRESENTAÇÕES

LF-330AM - Frasco de 330 mL com válvula pump, acondicionado em caixa de papelão com 10 unds.

LF-T500AM - Frasco de 500 mL com tampa rosca, acondicionado em caixa de papelão com 06 unds.

LF-500AM - Frasco de 500 mL com válvula pump, acondicionado em caixa de papelão com 06 unds.

LF-T1000AM - Frasco de 1 L com tampa rosca, acondicionado em caixa de papelão com 06 unds.

LF-1000AM - Frasco de 1 L com válvula pump, acondicionado em caixa de papelão com 06 unds.

9 • PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO ANVISA

Nº 25351.466896/2017-50

10 • AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 2.04.481-4

11 • RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage

CRQ nº 04474106-IV