

DESCRIÇÃO

MULTI SEPT ESPUMA ANTISSÉPTICA foi desenvolvido para higienização das mãos, sua concentração de ÁLCOOL 70%, apresenta ação antisséptica, proporciona hidratação pelos ingredientes de sua composição, auxiliando dessa forma na adesão à regra de uso. Perfeito para locais onde o uso constante e repetido se faz necessário. Possui laudos realizados em laboratório credenciado, de Dermatologicamente Testado, de Graduação Alcólica e de que comprovam a eliminação de 99,99% para os microrganismos testados: **Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Eschirichia coli, Salmonella choleraesuis.**

APLICAÇÃO

Sua aplicação é indicada em qualquer estabelecimento industrial ou institucional que exige uma boa assepsia instantânea das mãos, tais como: estabelecimentos da área da saúde, hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios, indústrias alimentícias, catering, cozinhas industriais, restaurantes, academias e etc., evitando as infecções cruzadas. Para uso constante e repetido.

MODO DE USAR

Aplique nas mãos uma quantidade de Multi Sept Espuma, suficiente para cobrir a superfície das mãos limpas e secas, friccione as palmas das mãos entre si, entrelaçando os dedos, dorso das mãos, polegares, friccione as digitais e unhas na palma da mão e faça movimentos circulares nos punhos, friccione até secar naturalmente. Este produto não substitui o sabonete e a lavagem com água, na presença de sujidade visível das mãos.

COMPOSIÇÃO

Aqua, Alcohol, Propylene glycol, Peg-10 Dimethicone, Cocoamidepropyl Betaine, Citric acid.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA À 20°C

COR	Incolor
ODOR	Característico
ASPECTO	Líquido
pH	5,0 – 7,0
DENSIDADE	0,830 – 0,890 g/mL
ATIVO	Álcool 70%

PRECAUÇÕES

INFLAMÁVEL. CONSERVAR LONGE DO FOGO OU CHAMAS E DE FONTES DE CALOR. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter em local fresco e ao abrigo da luz. Não armazenar em temperaturas acima de 43 °C. Uso externo

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.



APRESENTAÇÃO

MS-250AE – Frasco 250 mL com válvula espuma – Caixa de papelão com 12 frascos.

MS-400AE - Refil Eco Fácil 400 mL – Caixa de papelão com 12 refis (3 caixas internas contendo 4 refis de 400mL cada).

MS-AE600V - refil Eco Fácil 600 mL com válvula espuma – Caixa de papelão com 06 refis (2 caixas internas contendo 3 refis de 800 mL cada).

MS-AE800 – Refil Eco Fácil 800 mL – Caixa de papelão com 06 refis (2 caixas internas contendo 3 refis de 800 mL cada).

MS-AE800V – Refil Eco Fácil 800 mL com válvula espuma – Caixa de papelão com 06 refis (2 caixas internas contendo 3 refis de 800 mL cada).

MS-AE800VE – Refil Eco Fácil 800 mL com válvula espuma especial – Caixa de papelão com 06 refis (2 caixas internas contendo 3 refis de 800 mL cada).

O sistema de refil Eco Fácil permite maior facilidade no seu uso, menor espaço de estocagem e menos descarte de material. Possui tampa lacre que protege o sistema da válvula contra contaminações e sujidades.

O refil Eco Fácil 400 mL é para uso na Exaccta ou Elisa Mini Saboneteira Espuma e o refil Eco Fácil de 600 e 800 mL é para uso na Saboneteira Exaccta Plus ou Elisa, o sistema de válvula espuma ejeta 0,40 mL por acionamento, sendo assim, 3 vezes mais econômica que as saboneteiras convencionais.

NÚMERO DO PROCESSO - ANVISA

Processo nº: 25351.301966/2017-35

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 204481.4

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage
CRQ nº 04474106-IV