



**TITULO:** **Boletim Técnico**  
**Sabonete Líquido Cremoso Lafeh Algas Marinhas**

CÓDIGO: BT 083

REV. : 06

DATA REV.: 30/05/2025

Pág: 1 de 2



LF-330AM



LF-T500AM



LF-500AM



LF-T1000AM



LF-1000AM

### 1 • DESCRIÇÃO

**SABONETE LÍQUIDO CREMOSO LAFEH ALGAS MARINHAS** é um sabonete especial com fórmula e fragrância escolhida especialmente para lhe proporcionar uma experiência inovadora. Produto **Dermatologicamente Testado**.

### 2 • APLICAÇÃO

É um sabonete cremoso que promove a limpeza da pele, devolvendo-lhe a umidade e oleosidade natural, deixando um suave perfume. Indicado para ser usado nos lares e também nos ambientes institucionais, tais como: escritórios, clínicas, consultórios, salões de beleza, academias, entre outros.

### 3 • MODO DE USAR

Aplique sobre as mãos e corpo, massageie e enxágue em seguida.

### 4 • COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO PORTUGUÊS

Aqua/Água, Sodium laureth sulfate/Lauriletersulfato de sódio, Sodium chloride/Cloreto de sódio, Cocamide DEA/Dietanolamina cocamida, Cocamidopropyl betaine/Cocoamidopropilbetaína, Sodium Pca Na/Pidolato de sódio, Sodium lauryl sulfate/Laurilsulfato de sódio, Aloe barbadensis leaf extract/Extrato da folha de aloe vera, Parfum/Perfume, Butylphenyl methylpropional/Butilfenil metilpropional, Hexyl cinnamal/Hexil cinamal, Coumarin/Cumarina, Citronellol/Citronelol, Linalool/Linalol, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone/Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona, CI 42090/Corante azul brilhante 42090, Disodium EDTA/Edetato dissódico, Citric acid/Ácido cítrico.

### 5 • CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS À 20°C

Especificação	Mínimo	Máximo
Aspecto	Líquido viscoso	
Cor	Azul	
Odor	Essência algas marinhas	
pH	6,00	8,00
Densidade g/mL (20°C)	1,000 g/mL	1,030 g/mL
Viscosidade (Spindle 06- 12 RPM)	3.000 CPS	5.000 CPS



TITULO: **Boletim Técnico**  
**Sabonete Líquido Cremoso Lafeh Algas Marinhas**

CÓDIGO: BT 083

REV. : 06

DATA REV.: 30/05/2025

Pág: 2 de 2

#### 6 • PRECAUÇÕES

Uso adulto.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não ingerir.

Na ocorrência de ingestão acidental, não provocar vômitos. Procure um médico.

Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

#### 7 • VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

#### 8 • APRESENTAÇÕES

LF-330AM - Frasco de 330 mL com válvula pump, acondicionado em caixa de papelão com 10 unds.

LF-T500AM - Frasco de 500 mL com tampa rosca, acondicionado em caixa de papelão com 06 unds.

LF-500AM - Frasco de 500 mL com válvula pump, acondicionado em caixa de papelão com 06 unds.

LF-T1000AM - Frasco de 1 L com tampa rosca, acondicionado em caixa de papelão com 06 unds.

LF-1000AM - Frasco de 1 L com válvula pump, acondicionado em caixa de papelão com 06 unds.

#### 9 • PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO ANVISA

Nº 25351.466896/2017-50

#### 10 • AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 2.04.481-4

#### 11 • RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage

CRQ nº 04474106-IV