

**TITULO: Boletim Técnico
MULTI SEPT HC GEL ANTISSÉPTICO**

CÓDIGO: BT 090

REV. : 01

DATA REV.: 25/02/2026

Pág.: 1 de 5

DESCRIÇÃO

MULTI SEPT HC GEL ANTISSÉPTICO foi desenvolvido para higienização das mãos, de forma rápida e segura, sem enxague, sua concentração de **ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM**, apresenta **potente ação antisséptica***, como comprovam seus laudos de eficácia. Com **TRIPLA ação hidratante: Vitamina E, Extrato de Aloe Vera e Glicerina Bidestilada Vegetal**, proporcionam uma eficaz hidratação na pele, auxiliando na adesão à regra de uso. Perfeito para locais onde o uso constante e repetido se faz necessário, principalmente na área da saúde. **Dermatologicamente testado. Produto não testado em animais.**

*Possui laudos realizados em laboratórios credenciados:

Tipo de Laudo	Testes Realizados
HRIPT (Dermatologicamente Testado)	Avaliação Dermatológica da Irritabilidade Dérmica Primária, Acumulada e Sensibilização – Testado em Humanos. Teste realizado em 60 pessoas com idades entre 18 a 56 anos, do sexo Masculino e Feminino com Fototipos I a IV.
Concentração de Material Ativo.	Graduação Alcoólica – Álcool Etílico Resultado encontrado: 70,12 %
Laudo de Eficácia: Vírus Eficiente em tempo de contato de 30 segundos.	- Influenza H1N1 - Betacoronavírus (MHV-3) – Família do SARS-CoV-2
Laudo de Eficácia: Bactérias Multirresistentes Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Acinetobacter baumannii - BAA 1605 - Enterococcus VRE - ATCC 700221 - Klebsiella pneumoniae KPC - ATCC BAA 1705 - Staphylococcus MRSA - ATCC 33591
Laudo de Eficácia: Avaliação Bactericida na Área Médica Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Staphylococcus aureus - ATCC 6538 - Salmonella choleraesuis - ATCC 10708 - Enterococcus hirae - ATCC 10541 - Escherichia coli K2 - ATCC 10538 - Pseudomonas aeruginosa - ATCC 15442
Laudo de Eficácia: Avaliação Fungicida na Área Médica Eficiente em tempo de contato de 15 segundos.	- Tricophyton mentagrophytes - ATCC 9533 - Candida albicans - ATCC 10231

TITULO:	Boletim Técnico MULTI SEPT HC GEL ANTISSÉPTICO
----------------	---

CÓDIGO: BT 090	REV. : 01	DATA REV.: 25/02/2026	Pág.: 2 de 5
----------------	-----------	-----------------------	--------------

APLICAÇÃO

Sua aplicação é indicada em qualquer estabelecimento hospitalar, industrial ou institucional que exige uma boa assepsia instantânea das mãos, secagem rápida, sem enxague, tais como: estabelecimentos da área da saúde, hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios, indústrias alimentícias, catering, cozinhas industriais, restaurantes, academias e etc., evitando as infecções cruzadas. **Para uso constante e repetido.**

MODO DE USAR

Aplique nas mãos uma quantidade de **Multi Sept HC Gel Antisséptico**, suficiente para cobrir a superfície das mãos limpas e secas, friccione as palmas das mãos entre si, entrelaçando os dedos, dorso das mãos, polegares, friccione as digitais e unhas na palma da mão e faça movimentos circulares nos punhos, friccione até secar naturalmente. Este produto não substitui o sabonete e a lavagem com água, na presença de sujidade visível das mãos.

COMPOSIÇÃO/COMPOSIÇÃO PORTUGUÊS:

Alcohol/Álcool etílico, Aqua/Água, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer/Crosspolimero de acrilatos/Acrilato de alquila C10-30, Glycerin/Glicerol, Aminomethyl propanol/Aminometilpropanol, Tocopheryl acetate/Acetato de tocoferila, Aloe barbadensis leaf extract/Extrato de folha de aloe vera, Denatonium benzoate/Benzoato de denatônio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA À 20°C

COR	Incolor
ODOR	Característico
ASPECTO	Gel
pH	6,50 – 8,50
DENSIDADE	0,840 – 0,890 g/mL
VISCOSIDADE 20°C	8000 - 13.500 cPs - (Spindle 04 – 12 RPM)
ATIVO	Álcool Etílico 70%
DESNATURANTE	Denatonium benzoate/Benzoato de denatônio

PRECAUÇÕES

INFLAMÁVEL. CONSERVAR LONGE DO FOGO OU CHAMAS E DE FONTES DE CALOR. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter em local fresco e ao abrigo da luz. Não armazenar em temperaturas acima de 43 °C. Uso externo

NÃO INGERIR: CONTÉM COMO DESNATURANTE O BENZOATO DE DENATÔNIO

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

TÍTULO: **Boletim Técnico
MULTI SEPT HC GEL ANTISSEPTICO**

CÓDIGO: BT 090

REV. : 01

DATA REV.: 25/02/2026

Pág.: 3 de 5

NÚMERO DO PROCESSO – ANVISA

Processo nº: 25351.289063/2024-21

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 2.04.481.4

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rejane Maria Fernandes Lage
CRQ nº 04474106-IV

APRESENTAÇÃO



HC-60 – Frasco de 60 mL (52,8 g) - com tampa flip top - Caixa de papelão com 04 display contendo 12 frascos de 60 mL cada (48 frascos).



HC-FT500 – Frasco de 500 mL(440 g) – com tampa flip top
Caixa de papelão com 24 frascos de 500 mL cada.



HC-500 – Frasco de 500 mL(440 g) – com válvula pump
Caixa de papelão com 24 frascos de 500 mL cada.

TITULO: **Boletim Técnico
MULTI SEPT HC GEL ANTISSÉPTICO**

CÓDIGO: BT 090

REV. : 01

DATA REV.: 25/02/2026

Pág.: 4 de 5



HC-P700 – Refil 700 mL (616 g) - Caixa de papelão com 6 refis. Para utilização com a saboneteira para refil cremoso Exaccta.



HC-P800 – Refil 800 mL (704 g) – Caixa de papelão com 6 refis. Para utilização com as saboneteiras para refil com sistema de válvula mangueira de látex: Exaccta Plus, Exaccta Plus Sustentável e Trilha Sustentável..



HC-AG800 – Refil Eco Fácil 800 mL (704 g) - Caixa de papelão com 06 refis. Para utilização com as saboneteiras com válvula fixa: Elisa, Elisa Plus, Exaccta Plus, Exaccta Plus Sustentável.



HC-800AGV – Refil Eco Fácil 800 mL (704 g) com válvula cremosa fixa no refil - Caixa de papelão com 06 refis. Para utilização com as saboneteiras com válvula fixa no refil: Elisa, Elisa Plus, Exaccta Plus e Exaccta Plus Sustentável. **Auxilia no controle de infecções cruzadas, pois a válvula é selada e descartada junto com o refil, perfeito para ambientes da área da saúde.**

O sistema de refil **Eco Fácil** permite maior facilidade no seu uso, menor espaço de estocagem e menos descarte de material. Possui tampa lacre que protege o sistema da válvula contra contaminações e sujidades. O refil Eco Fácil possui o sistema de válvula gel, que ejeta 1,2 mL por acionamento.

TITULO: **Boletim Técnico
MULTI SEPT HC GEL ANTISSÉPTICO**

CÓDIGO: BT 090

REV. : 01

DATA REV.: 25/02/2026

Pág.: 5 de 5



HC-1000 – Frasco de 1 L (880 g) com válvula pump –
Cx de papelão com 6 frascos de 1 litro.



HC-1900 – Frasco de 1,9 L (1,672 Kg) com válvula pump –
Cx de papelão com 06 Frascos de 1,9 litros.



HC-5000 – Galão de 5 L (4,4 Kg)
Cx de papelão com 4 galões de 5 litros cada.